



بهرنامه‌ی GDM-Health بیهیامبره بۆ داگرتن له بهرنامه‌کانی Apple App store و iPhone) Google Play (مۆبایله‌کانی Android).

داگرتتی بهرنامه‌که ئاسانه، ته‌ن‌ها ئهم خالانه‌ی خواروه جیه‌جی بکه:

له مۆبایله‌که‌دا بچۆ بۆ App Store یان Google Play.



تێبینی: تکیه تێبینی نهوه بکه، بۆ مه‌یستی تایه‌تمه‌ندتی داتا‌کان، GDM-Health داوات لێده‌کات که وشه‌ی تێپه‌ری پاراستن دابنیت له‌سه‌ر مۆبایله‌که‌ت.



- 1 ئه‌ی GDM-Health بدۆزه‌روه و هه‌ل‌بێژێره. ئه‌یه‌که‌ دابه‌زینه و دایه‌مه‌زینه.
- 2 به‌رنامه‌که‌ بکه‌روه، کرته له‌سه‌ر 'Activate' {چالاکبون} بکه و ئه‌ 9 ژماره‌ داخ‌ل بکه که تیه‌ی چاودێری شه‌که‌ر بۆیان دانابیت
- 3 له‌سه‌ر دواتر 'Next' کرته بکه و به‌رواری له‌دایکه‌بونی خۆت داخ‌ل بکه.
- 4 'Terms of use' {به‌کاره‌ینانی رێنمایه‌یه‌کان} بخوێنه‌روه و په‌سه‌ندیه‌یه‌ بکه به‌ کرته‌کردن له‌سه‌ر 'I agree' {رازیم}

ئه‌گه‌ر هه‌ر په‌رسا‌ریکت هه‌یه‌ ده‌ربه‌ری خوێندنه‌وی گ‌لۆکۆزی خوێن یاخود له‌به‌کاره‌ینانی به‌رنامه‌ی GDM-Health، تکیه‌ په‌یوه‌ندی بکه به‌ تیه‌ی چاودێری یاخود مامانه‌ی شارزه‌ی شه‌که‌ر.



© 2024 Huma Therapeutics

هه‌موو مافه‌کان پارێزراون. زانیاری گ‌شتی. به‌گۆزده‌ی گرێه‌ست. نامه‌ژ بۆ رێنمایه‌یه‌کانی به‌کاره‌ینان. نامه‌ژ

Apple هه‌یه‌ی بازרגانی کۆمه‌پانای نه‌پ‌ل ئێ‌ل ئێ‌ن سیه‌ (Apple Inc). App Store هه‌یه‌ی خزمه‌تگۆزاری کۆمه‌پانای نه‌پ‌ل ئێ‌ل ئێ‌ن سیه‌ (Apple Inc). Google Play و گوگلی Google Play هه‌یه‌ی بازרגانییه‌کانی کۆمه‌پانای گوگ‌ل ئێ‌ل ئێ‌ل سین (Google LLC).



پیکهوه بنوسی له گهڼ WaveSense JAZZ WIRELESS

گلۆکوز میتیری خوین له بهرنامه ی

GDm-Health



پیکهوه بنوسی WaveSense JAZZ WIRELESS میتیری نامیره
زیره که کهت ناسانه، تهنه دوا ی رینماییه گانی خواره وه بکه وه:

1. بهرنامه ی GDm-Health بکه ره وه و به دوا ی شاشه ی 'Hub' دا بگه ری، دواتر کرته بکه له سه ر "connect to a meter" {پیکه وه بنوسی به میتیر هکه وه}
2. کرته له سه ر WaveSense JAZZ WIRELESS میتیر بکه له لیستی 'Choose meter' {میتیر هه لیژیره}
3. کرته له سه ر دو گمه که بکه و ده ست را بگره له سه ر WaveSense JAZZ WIRELESS میتیر هکه ت هه نا نیشانه ی Bluetooth ده ست ده کات به فلا شلیدان، دواتر کرته بکه له سه ر دو گمه ی "Scan now" {نیستا سکان بکه} بکه
4. میتیر هکه و زنجیره ژماره که در ده که ویت له لیستی میتیر مکانت، کرته بکه له سه ری و بو ده ست پیکردن به پیکه وه بنوسی
5. که ده ستی پیکرد، 6 ژماره که دا خه ل بکه ره ناو بهر نامه که که در ده که ویت له سه ر میتیر هکه ت؛ دلنیا کردنه وه یه که ده بیت در بکه ویت هه رکاتیک میتیر هکه به سه ر که ویتو و بی پیکه وه به سترا

بو ری که ستنه وه ی خویندنه وه ی گلۆکوزی خوین له میتیر هکه وه بو بهر نامه که، زور به ساده یی:

1. بهرنامه ی GDm-Health بکه ره وه و به دوا ی شاشه ی 'Hub' دا بگه ری، دواتر کرته بکه له سه ر نیشانه ی + له خواره وه به شی راستی شاشه که
2. کرته له سه ر 'Take a BG reading' بکه
3. ده ست را بگره له سه ر دو گمه ی میتیر هکه ت و بهر بیده و کرته له سه ر 'Scan' {سکان} بکه له سه ر بهر نامه که بو ری که ستنه وه ی خویندنه وه نوئییه کان