



Aplicația GDm-Health se poate descărca gratuit din Apple App store (iPhone) și Google Play (pe telefoanele Android).

Aplicația se descarcă ușor. Doar urmați instrucțiunile de mai jos:

Pe telefonul dvs., accesați [www.sensynehealth.com/gdm](http://www.sensynehealth.com/gdm)

Apăsați pe pictograma Google Play sau App Store și instalați aplicația



Notă: vă rugăm să rețineți că, din motive ce țin de confidențialitatea datelor, GDm-Health necesită ca dvs. să setați un cod de acces pe telefonul dvs.

- 1 Deschideți aplicația, apăsați 'Activate' (Activare) și trimiteți codul din 9 cifre pe care echipa de îngrijire a persoanelor diabetice vi l-a furnizat
- 2 Citiți și acceptați 'Terms of use' (Termenii de utilizare), apăsând pe 'I agree' (Sunt de acord)

Dacă aveți orice întrebări privind măsurarea glicemiei sau utilizarea aplicației GDm-Health, contactați asistenta specializată în diabet sau echipa de îngrijire.

 **Sensyne Health**

© 2019 Sensyne Health plc

Toate drepturile rezervate. Informații publice. Face obiectul unui contract. Consultați instrucțiunile de utilizare. Ref. GDM.BR.2.0.07/19



# Conectați un glucometru WaveSense *JAZZ WIRELESS* la aplicația GDM-Health



Împerecherea glucometrului AgaMatrix WaveSense *JAZZ WIRELESS* cu dispozitivul dvs. smart este foarte simplă. Doar urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Deschideți aplicația GDM-Health și navigați la ecranul 'Hub' (Centru de activitate), apoi apăsați "Connect to a meter" (Conectare la un glucometru)
2. Apăsați pe opțiunea Glucometru WaveSense *JAZZ WIRELESS* în lista 'Choose meter' (Alegeți glucometru)
3. Apăsați lung butonul de pe glucometrul dvs. WaveSense *JAZZ WIRELESS*, până când simbolul Bluetooth începe să clipească, apoi apăsați butonul "Scan now" (Scanați acum)
4. Glucometrul și numărul de serie al acestuia vor apărea în lista dvs. de glucometre. Apăsați pe acesta pentru a începe împerecherea
5. Când vi se solicită, introduceți în aplicație codul de 6 cifre afișat pe glucometru; va apărea o confirmare odată ce glucometrul este împerecheat cu succes

Pentru a sincroniza rezultatele glicemiei de pe glucometru cu aplicația:

1. Deschideți aplicația GDM-Health și navigați la ecranul 'Hub' (Centru de activitate), apoi apăsați simbolul mare **+** din partea dreaptă jos a ecranului
2. Apăsați 'Take a BG reading' (Măsurați nivelul glicemiei)
3. Apăsați scurt butonul de pe glucometru și apăsați 'Scan' (Scanare) în aplicație pentru a sincroniza rezultatele

7500-10223-RO Rev A | Romanian